


MANIFOLDS DEVOS™

Manifolds Devos con válvula de seguridad antirretorno, puertos orientados hacia la derecha y conector Luer giratorio. Los puertos TRAM® y TRAM-P™ tienen la ventaja añadida de contar con un transductor integrado en el puerto más cercano al adaptador giratorio con asideros cómodos y espaciados. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche. Manifolds TRAM y TRAM-P empaquetados en cajas de 10 unidades, 4 cajas por estuche.



Medio
cuerpo con
4 puertos

Medio
cuerpo con
3 puertos

Medio
cuerpo con
2 puertos

TRAM con
4 puertos

TRAM-P con
4 puertos*

200 PSI (14 BAR)

Manifolds de cierre	2V4LHWF-R	2V3HF-R	2V2HF-R	2V4LTPHWF-R	2V4LTCHWF-R
Extensión de tubos	2V4LHWF-RXT				
Manifolds de cierre/360	2V4LHWF-RT	2V3HF-RT	2V2HF-RT	2V4LTPHWF-RT	2V4LTCHWF-RT


*Pinza y línea de compensación de 48" (122 cm)




2V3HF-R

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE A PRESIÓN

Presenta una espiga unidireccional de perforación tipo sosa y un tubo de gran calibre. Empaquetados en cajas de 15 unidades, 4 cajas por estuche.



72" de longitud (183 cm)



6,5" de longitud (17 cm)

Número de referencia

K08-00006

K08-00685A