

CATÉTERES ARTERIALES



Catéteres arteriales Careflow™

Estéril, uso único

Los catéteres de poliuretano Merit Careflow™ están diseñados para el abordaje de las arterias radial o femoral, la determinación de los parámetros sanguíneos y la monitorización de la presión arterial.

EQUIPOS DE CATÉTERES ARTERIALES CAREFLOW™

CÓDIGO DE PRODUCTO	PRODUCTO	CATÉTER		AGUJA INTRODUCTORA		DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD DE LA GUÍA	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)	VOLUMEN DE CEBADO (ML)	VELOCIDAD DE FLUJO (ML/MIN)
		DIÁMETRO EXTERNO	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD				
681631	Equipo para arteria radial	2,5 Fr (22 G)	60 mm	22 G	40 mm	0,5 x 250 mm	10/100	0,08	12,4
681646	Equipo para arteria radial	3 Fr (20 G)	60 mm	22 G	40 mm	0,5 x 250 mm	10/100	0,08	24,0
681642	Equipo para arteria femoral	3 Fr (20 G)	200 mm	22 G	40 mm	0,5 x 450 mm	10/100	0,14	15,4
681648	Equipo para arteria femoral	4 Fr (18 G)	200 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	10/100	0,24	35,8

Contenido del equipo de catéter de poliuretano Merit Careflow™:

Catéter de poliuretano radiopaco Merit Careflow™, aguja introductora, guía metálica y conector Luer Lock™.