


LLAVES DE PASO DE LA SERIE MARQUIS®

Las grandes llaves de fácil agarre de Merit Medical facilitan la sujeción y el giro de la llave de paso Marquis. Disponible con índices de presión de 200, 500 y 1050 psi con llaves fáciles de girar. Disponibles con conector Luer rotatorio, de tuerca giratoria, fijo y deslizable. Empaquetadas en cajas de 50 unidades, 4 cajas por estuche.



HIRC



Luer deslizable Luer macho fijo Tuerca giratoria Adaptador macho rotatorio

200 PSI (14 BAR)


1 vía (manija blanca)	S1SLC	S1FLC	S1SNC
-----------------------	-------	-------	-------

500 PSI (34 BAR)

1 vía (manija azul claro)	M1SLC	M1FLC	M1SNC
---------------------------	-------	-------	-------

1050 PSI (72 BAR)

1 vía (manija azul oscuro)		H1FLC	H1SNC	H1RC
----------------------------	--	-------	-------	------



Todos hembra Luer deslizable Luer macho fijo Tuerca giratoria Adaptador macho rotatorio (orientado hacia la derecha) Adaptador macho rotatorio (orientado hacia la izquierda)

200 PSI (14 BAR)

3 vías (manija blanca)	S3FC	S3SLC	S3FLC	S3SNC
4 vías (manija blanca)		S4SLC	S4FLC	S4SNC

500 PSI (34 BAR)

3 vías (manija azul claro)	M3SLC	M3FLC	M3SNC	M3RRC	M3RLC
3 vías (manija roja)				M3RRC-R	
4 vías (manija azul claro)		M4FLC	M4SNC	M4RRC	

1050 PSI (72 BAR)

3 vías (manija azul oscuro)		H3FLC	H3SNC	H3RRC	H3RLC
4 vías (manija azul oscuro)		H4FLC	H4SNC	H4RRC	

1200 PSI (83 bar)

3 vías (manija roja)				U3RRC	
----------------------	--	--	--	-------	--