


Bisturíes de seguridad Futura®

Estos bisturíes de seguridad retráctiles están diseñados para proteger de los cortes accidentales a los médicos y pacientes al pasarse los bisturíes o desecharlos. El manejo con una sola mano aúna comodidad y rapidez de respuesta en todo tipo de procedimientos. 50 unidades por estuche, 2 estuches por caja.



Número de catálogo	Descripción	Color
SMS210	Tipo de hoja n.º 10	Verde
SMS211	Tipo de hoja n.º 11	Azul
SMS215	Tipo de hoja n.º 15	Amarillo