



Catéteres venosos centrales Careflow™

Una luz sin alargadera

Estéril, uso único

- Careflow™ es una gama de catéteres venosos centrales de poliuretano para uso en niños y adultos diseñada para la cateterización por medio de la técnica de Seldinger.
- Esta gama de equipos contiene una guía de nitinol y el dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger, que facilita la inserción de la guía con una sola mano.
- La punta cónica y atraumática del catéter está diseñada para reducir el riesgo de daños venosos y mejorar la canalización del catéter.
- La boca de conexión optimizada facilita la sutura del catéter y una cómoda colocación en la piel del paciente.
- Los catéteres Careflow™ tienen unas marcas de profundidad en intervalos de 1 y 5 cm que facilitan su colocación, y disponen de indicaciones claras del tamaño de la luz y códigos de colores en las bocas de conexión.
- Opciones de Floswitch® y catéter introductor Floswitch® disponibles en toda la gama.
- Valor nominal máximo de tolerancia a la presión de 45 psi.

EQUIPOS DE UNA LUZ CAREFLOW™ SIN EXTENSIÓN

CÓDIGO SIN FLOSWITCH®	CÓDIGO CON FLOSWITCH®	DIÁMETRO EXTERNO	LONGITUD	CÁNULA INTRODUCIDORA		INTRODUCIDOR FLOSWITCH®		AGUJA INTRODUCIDORA		DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD DE LA GUÍA	FIJACIÓN SECUNDARIA (DFS)	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)	VELOCIDAD DE FLUJO (ML/MIN)
				CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD				
681614	681623	2,5 Fr (22 G)	100 mm	N.D.	N.D.	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 350 mm		10/100	10
681639	681640≠	3 Fr (20 G)	150 mm	N.D.	N.D.	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 350 mm		10/100	16
681643	681644	3 Fr (20 G)	200 mm	N.D.	N.D.	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 450 mm		10/100	15
681649	681650	4 Fr (18 G)	200 mm	N.D.	N.D.	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm		10/100	36
681669	681670	5 Fr (16 G)	150 mm	N.D.	N.D.	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	10/100	71
681672	681673	5 Fr (16 G)	200 mm	N.D.	N.D.	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	10/100	63
681706	681707	7 Fr (14 G)	150 mm	N.D.	N.D.	14 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	10/100	190
681709	681710	7 Fr (14 G)	200 mm	N.D.	N.D.	14 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	10/100	136

CONTENIDO DEL PRODUCTO


Contenido del equipo de una luz Careflow™ con Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano, aguja introductora de acero, introductor sobre aguja Floswitch®, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, sistema Luer-Lock™ rotatorio de Floswitch®, conector Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria (donde figure).

Contenido del equipo de una luz Careflow™ sin Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano, aguja introductora de acero, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol y dispositivo de fijación secundaria (donde figure).

≠ Nota: La pieza número 681640 contiene una guía de 0,5 x 450 mm.



Equipos de catéteres venosos centrales Careflow™

Una luz
Estéril, uso único

CÓDIGO SIN FLOSWITCH®	CÓDIGO CON FLOSWITCH®	DIÁMETRO EXTERNO	LONGITUD	CÁNULA INTRODUCTORA		INTRODUCTOR FLOSWITCH®		AGUJA INTRODUCTORA		DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD DE LA GUÍA	FIJACIÓN SECUNDARIA (DFS)	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)	VELOCIDAD DE FLUJO (ML/MIN)
				CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD				

1. EQUIPOS DE UNA LUZ CAREFLOW™ CON EXTENSIÓN

681612		2,5 Fr (22 G)	60 mm	22 G	38 mm	N.D.	N.D.	22 G	40 mm	0,5 x 350 mm		5/50	12
681622		2,5 Fr (22 G)	100 mm	22 G	38 mm	N.D.	N.D.	22 G	40 mm	0,5 x 350 mm		5/50	10
681634		2,5 Fr (22 G)	200 mm	22 G	38 mm	N.D.	N.D.	22 G	40 mm	0,5 x 650 mm		5/50	7
681647		3 Fr (20 G)	150 mm	20 G	45 mm	N.D.	N.D.	22 G	40 mm	0,5 x 450 mm		5/50	18
681638		3 Fr (20 G)	200 mm	20 G	45 mm	N.D.	N.D.	22 G	40 mm	0,5 x 650 mm		5/50	15
681624		4 Fr (18 G)	60 mm	20 G	45 mm	N.D.	N.D.	22 G	40 mm	0,5 x 350 mm		5/50	47
681658		4 Fr (18 G)	200 mm	20 G	45 mm	N.D.	N.D.	22 G	40 mm	0,5 x 650 mm		5/50	35
681662		5 Fr (16 G)	150 mm	16 G	70 mm	N.D.	N.D.	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	5/50	65
681666		5 Fr (16 G)	200 mm	16 G	70 mm	N.D.	N.D.	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	60
681679		5 Fr (16 G)	300 mm	16 G	70 mm	N.D.	N.D.	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	46
681698		7 Fr (14 G)	150 mm	16 G	70 mm	N.D.	N.D.	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	5/50	159
681699		7 Fr (14 G)	200 mm	16 G	70 mm	N.D.	N.D.	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	149
681701		7 Fr (14 G)	300 mm	16 G	70 mm	N.D.	N.D.	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	136

2. EQUIPO DE UNA LUZ CAREFLOW™ CON FLOSWITCH®

	681633	2,5 Fr (22 G)	200 mm	N.D.	N.D.	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 450 mm		10/100	7
--	--------	---------------	--------	------	------	------	-------	------	-------	--------------	--	--------	---

3. EQUIPOS DE UNA LUZ CAREFLOW™ CON FLOSWITCH® INTEGRADO

	681660	5 Fr (16 G)	150 mm	N.D.	N.D.	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	10/100	65
	681664	5 Fr (16 G)	200 mm	N.D.	N.D.	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	10/100	60
	681678	5 Fr (16 G)	300 mm	N.D.	N.D.	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	10/100	46

4. EQUIPOS DE UNA LUZ CAREFLOW™ CON EXTENSIÓN Y FLOSWITCH®

	681615	2,5 Fr (22 G)	60 mm	N.D.	N.D.	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 350 mm		5/50	12
	681625	4 Fr (18 G)	60 mm	N.D.	N.D.	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 350 mm		5/50	47

CONTENIDO DEL PRODUCTO

1. Contenido del equipo de una luz Careflow™ sin alargadera:

Catéter Careflow™ de poliuretano con alargadera transparente, pinza deslizante para alargadera, cánula introductora, aguja introductora de acero, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, conector Luer-Lock™, dispositivo de fijación secundaria (donde figure) y jeringa de 5 ml.

2. Contenido del equipo de una luz Careflow™ con Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano con alargadera transparente, aguja introductora de acero, introductor sobre aguja Floswitch®, guía recta de punta blanda con recubrimiento de politetrafluoroetileno, sistema Luer-Lock™ rotatorio de Floswitch® y conector Luer-Lock™.

3. Contenido del equipo de una luz Careflow™ con Floswitch® integrado:

Catéter Careflow™ de poliuretano con alargadera transparente y Floswitch® integral, introductor sobre aguja Floswitch®, aguja introductora de acero, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, conector Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria.

4. Contenido del equipo de una luz Careflow™ con alargadera y Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano con alargadera transparente, aguja introductora de acero, introductor sobre aguja Floswitch®, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, sistema Luer-Lock™ rotatorio de Floswitch® y conector Luer-Lock™.



Equipos de catéteres venosos centrales Careflow™

Dos y tres luces

Estéril, uso único

EQUIPOS DE DOS LUCES CAREFLOW™

CÓDIGO SIN FLOSWITCH®	CÓDIGO CON FLOSWITCH®	DIÁMETRO EXTERNO	LONGITUD	CÁNULA INTRODUCIDORA		INTRODUCIDOR FLOSWITCH®		AGUJA INTRODUCIDORA		DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD	FIJACIÓN SECUNDARIA (DFS)	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)	VELOCIDAD DE FLUJO (ML/MIN)		
				CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD				D	M	P
681616	681617	4 Fr (20 G, 22 G)	60 mm	20 G	45 mm	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 350 mm		5/50	20		8
681626	681627	4 Fr (20 G, 22 G)	100 mm	20 G	45 mm	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 350 mm		5/50	19		6
681653	681652	4 Fr (20 G, 22 G)	150 mm	20 G	45 mm	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 450 mm		5/50	16		4
681656 [≠]	681655	4 Fr (20 G, 22 G)	200 mm	20 G	45 mm	20 G	45 mm	22 G	40 mm	0,5 x 450 mm		5/50	17		4
681619	681628	5 Fr (18 G, 20 G)	60 mm	18 G	60 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	40		10
681683	681682	5 Fr (18 G, 20 G)	150 mm	18 G	60 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	29		6
681687	681686	5 Fr (18 G, 20 G)	200 mm	18 G	60 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 650 mm	Sí	5/50	30		6
681703	681702	7 Fr (16 G, 18 G)	150 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	5/50	74		24
681714	681713	7 Fr (16 G, 18 G)	200 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	73		21
681718	681717	7 Fr (16 G, 18 G)	300 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	61		19

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Contenido del equipo de dos luces Careflow™ con Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano de dos luces con alargaderas transparentes, aguja introductora de acero, introductor sobre aguja Floswitch®, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, sistema Luer-Lock™ rotatorio de Floswitch®, conectores Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria (donde figure).

Contenido del equipo de dos luces Careflow™ sin Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano de dos luces con alargaderas transparentes, cánula introductora, aguja introductora de acero, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, pinzas deslizantes para alargadera, jeringa de 5 ml, conectores Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria (donde figure). [≠] Nota: La pieza número 681656 contiene una guía de 0,5 x 650 mm.

EQUIPOS DE TRES LUCES CAREFLOW™

CÓDIGO SIN FLOSWITCH®	CÓDIGO CON FLOSWITCH®	DIÁMETRO EXTERNO	LONGITUD	CÁNULA INTRODUCIDORA		INTRODUCIDOR FLOSWITCH®		AGUJA INTRODUCIDORA		DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD DE LA GUÍA	FIJACIÓN SECUNDARIA (DFS)	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)	VELOCIDAD DE FLUJO (ML/MIN)		
				CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD				D	M	P
681620	681629	5 Fr (18 G, 20 G, 20 G)	60 mm	18 G	60 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	40	10	12
681630	681618	5 Fr (18 G, 20 G, 20 G)	100 mm	18 G	60 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	32	7	8
681691	681690	5 Fr (18 G, 20 G, 20 G)	150 mm	18 G	60 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	29	5	6
681695	681694	5 Fr (18 G, 20 G, 20 G)	200 mm	18 G	60 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 650 mm	Sí	5/50	26	5	5
681721	681720	7 Fr (16 G, 18 G, 18 G)	150 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	5/50	66	22	23
681725	681724	7 Fr (16 G, 18 G, 18 G)	200 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	59	16	17
681729	681728	7 Fr (16 G, 18 G, 18 G)	300 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	53	11	9

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Contenido del equipo de tres luces Careflow™ con Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano de tres luces con alargaderas transparentes, aguja introductora de acero, introductor sobre aguja Floswitch®, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, sistema Luer-Lock™ rotatorio de Floswitch®, conectores Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria.

Contenido del equipo de tres luces Careflow™ sin Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano de tres luces con alargaderas transparentes, cánula introductora, aguja introductora de acero, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, pinzas deslizantes para alargadera, jeringa de 5 ml, conectores Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria.



Equipos de catéteres venosos centrales Careflow™

Cuatro y cinco luces

Estéril, uso único

EQUIPOS DE CUATRO LUCES CAREFLOW™

CÓDIGO SIN FLOSWITCH®	CÓDIGO CON FLOSWITCH®	DIÁMETRO EXTERNO	LONGITUD	CÁNULA INTRODUCTORA		INTRODUCTOR FLOSWITCH®		AGUJA INTRODUCTORA		DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD DE LA GUÍA	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)	VELOCIDAD DE FLUJO (ML/MIN)				
				CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD			D	M1	M2	P1	P2
681731	681732	8,5 Fr (14 G, 16 G, 16 G, 18 G)	150 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	5/50	64	82	57	20	
681733	681734	8,5 Fr (14 G, 16 G, 16 G, 18 G)	200 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	5/50	58	76	45	19	

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Contenido del equipo de cuatro luces Careflow™ con Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano de cuatro luces con alargaderas transparentes, aguja introductora de acero, introductor sobre aguja Floswitch®, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, sistema Luer-Lock™ rotatorio de Floswitch®, bisturí, conectores Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria.

Contenido del equipo de cuatro luces Careflow™ sin Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano de cuatro luces con alargaderas transparentes, cánula introductora, aguja introductora de acero, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, pinzas deslizantes para alargadera, jeringa de 5 ml, bisturí, conectores Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria.

EQUIPOS DE CINCO LUCES CAREFLOW™

CÓDIGO SIN FLOSWITCH®	CÓDIGO CON FLOSWITCH®	DIÁMETRO EXTERNO	LONGITUD	CÁNULA INTRODUCTORA		INTRODUCTOR FLOSWITCH®		AGUJA INTRODUCTORA		DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD DE LA GUÍA	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)	VELOCIDAD DE FLUJO (ML/MIN)				
				CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD			D	M1	M2	P1	P2
681735	681736	9,5 Fr (14 G, 16 G, 16 G, 18 G, 18 G)	150 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	5/50	73	61	65	19	21
681737	681738	9,5 Fr (14 G, 16 G, 16 G, 18 G, 18 G)	200 mm	16 G	70 mm	15 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	5/50	68	58	60	13	12

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Contenido del equipo de cinco luces Careflow™ con Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano de cinco luces con alargaderas transparentes, aguja introductora de acero, introductor sobre aguja Floswitch®, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, sistema Luer-Lock™ rotatorio de Floswitch®, bisturí, conectores Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria.

Contenido del equipo de cinco luces Careflow™ sin Floswitch®:

Catéter Careflow™ de poliuretano de cinco luces con alargaderas transparentes, cánula introductora, aguja introductora de acero, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, pinzas deslizantes para alargadera, jeringa de 5 ml, bisturí, conectores Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria.



Equipos de catéteres venosos centrales con jeringa guía Careflow™

Una y varias luces

Estéril, uso único

CÓDIGO DE PRODUCTO	DIÁMETRO EXTERNO	LONGITUD	CÁNULA INTRODUCTORA		AGUJA INTRODUCTORA		DIÁMETRO EXTERNO Y LONGITUD DE LA GUÍA	DISPOSITIVO DE FIJACIÓN SECUNDARIA (SFD)	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)	VELOCIDAD DE FLUJO (ML/MIN)					CON JERINGA GUÍA
			CALIBRE	LONGITUD	CALIBRE	LONGITUD				D	M1	M2	P1	P2	
EQUIPOS DE UNA LUZ CAREFLOW™ CON JERINGA GUÍA															
681788	5 Fr (16 G)	150 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 450 mm	Sí	5/50	65					Sí
681789	5 Fr (16 G)	200 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 600 mm	Sí	5/50	60					Sí
681790	5 Fr (16 G)	300 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	46					Sí
681791	7 Fr (14 G)	150 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 500 mm	Sí	5/50	159					Sí
681792	7 Fr (14 G)	200 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 600 mm	Sí	5/50	149					Sí
681793	7 Fr (14 G)	300 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	136					Sí
EQUIPOS DE DOS LUCES CAREFLOW™ CON JERINGA GUÍA															
681781	5 Fr (18 G, 20 G)	60 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	40			10		Sí
681782	5 Fr (18 G, 20 G)	150 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	29			6		Sí
681783	5 Fr (18 G, 20 G)	200 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 650 mm	Sí	5/50	30			6		Sí
681771	7 Fr (16 G, 18 G)	150 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 500 mm	Sí	5/50	74			24		Sí
681772	7 Fr (16 G, 18 G)	200 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 600 mm	Sí	5/50	73			21		Sí
681773	7 Fr (16 G, 18 G)	300 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	61			19		Sí
EQUIPOS DE TRES LUCES CAREFLOW™ CON JERINGA GUÍA															
681784	5 Fr (18 G, 20 G, 20 G)	60 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	40	10		12		Sí
681785	5 Fr (18 G, 20 G, 20 G)	100 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	32	7		8		Sí
681786	5 Fr (18 G, 20 G, 20 G)	150 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 450 mm	Sí	5/50	29	5		6		Sí
681787	5 Fr (18 G, 20 G, 20 G)	200 mm	18 G	60 mm	17 G	70 mm	0,6 x 650 mm	Sí	5/50	26	5		5		Sí
681774	7 Fr (16 G, 18 G, 18 G)	150 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 500 mm	Sí	5/50	66	22		23		Sí
681775	7 Fr (16 G, 18 G, 18 G)	200 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 600 mm	Sí	5/50	59	16		17		Sí
681776	7 Fr (16 G, 18 G, 18 G)	300 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 700 mm	Sí	5/50	53	11		9		Sí
EQUIPOS DE CUATRO LUCES CAREFLOW™ CON JERINGA GUÍA															
681777	8,5 Fr (14 G, 16 G, 16 G, 18 G)	150 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 500 mm	Sí	5/50	64	82	57	20		Sí
681778	8,5 Fr (14 G, 16 G, 16 G, 18 G)	200 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 600 mm	Sí	5/50	58	76	45	19		Sí
EQUIPOS DE CINCO LUCES CAREFLOW™ CON JERINGA GUÍA															
681779	9,5 Fr (14 G, 16 G, 16 G, 18 G, 18 G)	150 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 500 mm	Sí	5/50	73	61	65	19	21	Sí
681780	9,5 Fr (14 G, 16 G, 16 G, 18 G, 18 G)	200 mm	16 G	70 mm	17 G	70 mm	0,9 x 600 mm	Sí	5/50	68	58	60	13	12	Sí

CONTENIDO DEL PRODUCTO

Contenido de los equipos de una y varias luces Careflow™ con jeringa guía:

Catéter Careflow™ de poliuretano con alargaderas transparentes, pinzas de presión, cánula introductora, aguja introductora de acero, dilatador de vasos, dispositivo de avance de guía Venaguide™ Seldinger con guía de nitinol, jeringa de 5 ml, conectores Luer-Lock™ y dispositivo de fijación secundaria.