


Llaves de paso de la serie Marquis®

El mango grande y fácil de sujetar de Merit Medical hace que agarrar y girar las llaves de paso Marquis® sea muy fácil. Disponibles en presiones nominales de 200, 500 y 1050 psi, y con mangos fáciles de girar. Los tipos de conector Luer son giratorio, de tuerca pivotante, fijo y Slip. 50 unidades por estuche, 4 estuches por caja.



HIRC



Luer-Slip

Luer macho fijo

Tuerca pivotante

Adaptador macho giratorio

200 psi (14 bar)


1 vía (mango blanco)	S1SLC	S1FLC	S1SNC
----------------------	-------	-------	-------

500 psi (34 bar)

1 vía (mango azul claro)	M1SLC	M1FLC	M1SNC
--------------------------	-------	-------	-------

1050 psi (72 bar)

1 vía (mango azul oscuro)		H1FLC	H1SNC	H1RC
---------------------------	--	-------	-------	------



Todos hembra

Luer-Slip

Luer macho fijo

Tuerca pivotante

Adaptador macho giratorio (Orientación derecha)

Adaptador macho giratorio (Orientación izquierda)

50 psi (3,5 bar)

3 vías, gran calibre		L3SNC			
4 vías, gran calibre			L4SNC		

200 psi (14 bar)

3 vías (mango blanco)	S3FC	S3SLC	S3FLC	S3SNC	
4 vías (mango blanco)		S4SLC	S4FLC	S4SNC	

500 psi (34 bar)

3 vías (mango azul claro)		M3SLC	M3FLC	M3SNC	M3RRC	M3RLC
3 vías (mango rojo)					M3RRC-R	
4 vías (mango azul claro)			M4FLC	M4SNC	M4RRC	

1050 psi (72 bar)

3 vías (mango azul oscuro)			H3FLC	H3SNC	H3RRC	H3RLC
4 vías (mango azul oscuro)			H4FLC	H4SNC	H4RRC	

1200 psi (83 bar)

3 vías (mango rojo)					U3RRC	
---------------------	--	--	--	--	-------	--