


## TUBOS

## Tubos de alta presión

Merit ofrece tres configuraciones específicas en los materiales, desde poliuretano altamente flexible hasta PVC transparente, para satisfacer sus necesidades específicas de presión. Las configuraciones de los tubos de alta presión de Merit incluyen un conector macho fijo y un conector adaptador giratorio.

### TUBOS DE INYECCIÓN DE CONTRASTE, POLIURETANO, TRENZADO FLEXIBLE


Presión nominal de 1200 psi (83 bar). Se empaquetan enrollados, 25 unidades por estuche, 4 estuches por caja.



Macho a hembra	Longitud 10" (25 cm)	Longitud 20" (51 cm)	Longitud 30" (76 cm)	Longitud 48" (122 cm)	Longitud 60" (152 cm)	Longitud 72" (183 cm)
Adaptador giratorio sin aire	HPF100E	HPF200E	HPF300E	HPF480E		HPF720E
Con horquilla para tubos KEEP™		HPF200K	HPF300K	HPF480K	HPF600K	HPF720K
Conector macho fijo	HPF101E	HPF201E	HPF301E	HPF481E		HPF721E
Con horquilla para tubos KEEP™		HPF201K	HPF301K	HPF481K	HPF601K	HPF721K

### TUBOS DE INYECCIÓN DE CONTRASTE, PVC, TRANSPARENTES


Presión nominal de 1200, 900 y 500 psi (83, 62 y 34 bar). Se empaquetan estirados, 25 unidades por estuche, 4 estuches por caja.



Macho a hembra	Longitud 10" (25 cm)	Longitud 20" (51 cm)	Longitud 30" (76 cm)	Longitud 48" (122 cm)	Longitud 59" (150 cm)	Longitud 72" (183 cm)
<b>Adaptador giratorio sin aire</b>						
1200 psi (83 bar)	HPT100E	HPT200E	HPT300E	HPT480E	HPT590E	
900 psi (62 bar)	HP9100E	HP9200E	HP9300E	HP9480E		HP9720E
500 psi (34 bar)	HP5100E	HP5200E	HP5300E	HP5480E		
<b>Conector macho fijo</b>						
1200 psi (83 bar)	HPT101E	HPT201E	HPT301E	HPT481E	HPT591E	
900 psi (62 bar)	HP9101E	HP9201E	HP9301E	HP9481E		HP9721E
500 psi (34 bar)	HP5101E	HP5201E	HP5301E	HP5481E		

### TUBOS DE INYECCIÓN DE CONTRASTE, FLEXIBLES, NAILON Y POLIURETANO, EXCITE™

Presión nominal de 1200 psi (83 bar). Se empaquetan estirados, 25 unidades por estuche, 4 estuches por caja.



Macho a hembra	Longitud 10" (25 cm)	Longitud 20" (51 cm)	Longitud 30" (76 cm)	Longitud 39" (100 cm)	Longitud 48" (122 cm)	Longitud 59" (150 cm)	Longitud 72" (183 cm)
<b>Adaptador giratorio sin aire</b>	HPC100E	HPC200E	HPC300E	HPC390E	HPC480E	HPC590E	HPC720E
<b>Conector macho fijo</b>	HPC101E	HPC201E	HPC301E	HPC391E	HPC481E	HPC591E	HPC721E