

JERINGAS DE VACÍO VACLOK®

La jeringa de vacío VacLok presenta un cilindro de policarbonato transparente, un émbolo blanco, un mecanismo de bloqueo de cuatro o seis posiciones y un conector Luer macho fijo. Empaquetadas en cajas de 20 o 25 unidades, 4 cajas por estuche.



**10 mL, cuatro
posiciones, 25/caja**

**20 mL, cuatro
posiciones, 20/caja**

**30 mL, seis
posiciones, 20/caja**

**60 mL, seis
posiciones, 25/caja**

Número de referencia

VAC110

VAC120

VAC130

VAC160