


PIB - Pressure Infusor Bags™

Bolsas de nailon para la presurización de fluidos. La válvula de presión de configuración doble pasa fácilmente del modo de presión normal al de sobrepresión y viceversa con tal solo presionar un botón (solo PIB500 y PIB1000).



Números de catálogo	Descripción
PIB500	500 ml 12 por estuche, 48 por caja
PIB1000	1000 ml 12 por estuche, 48 por caja
MTM330E	3000 ml 2 por estuche, 10 por caja



PIB500



PIB1000