

Interruptor de control de flujo

El interruptor de control de flujo de Merit le brinda la seguridad que necesita a la hora de interrumpir y reanudar el flujo durante los procedimientos críticos. Se trata de un dispositivo integrado y de un solo canal que está repleto de funciones. Puede utilizarse con una sola mano y se ha diseñado teniendo en cuenta la seguridad del médico y del paciente. El interruptor de control de flujo de alta presión de Merit se puede emplear con cualquier aplicación que presente un flujo de líquidos y requiera la capacidad del cierre en línea.

- El interruptor acústico garantiza la facilidad de uso y la confirmación de la apertura y el cierre
- Es capaz de soportar presiones elevadas de hasta 1200 psi en aplicaciones dinámicas (ON)
- Regulador deslizante ON/OFF manejable con una sola mano
- Opciones de personalización disponibles

NÚMERO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	COLOR DEL REGULADOR	CANTIDAD POR ESTUCHE
U1SHC	Interruptor de control de flujo	Azul	24
U1SHC-W	Interruptor de control de flujo	Blanco	24
U1SHC-R	Interruptor de control de flujo	Rojo	24
U1SHC-Y	Interruptor de control de flujo	Amarillo	24
U1SHC-G	Interruptor de control de flujo	Verde	24

Presión nominal: abierto 1200 psi; cerrado 150 psi

DI de la luz: 0,065" (1,651 mm)

Conectores: macho a hembra

