

SISTEMA DE COMPRESIÓN DE ARTERIA RADIAL RADSTAT

El sistema de compresión de la arteria radial RADstat ofrece una hemostasia controlada, comodidad y seguridad para el paciente, combinando una cómoda inmovilización de la muñeca y una práctica presión directa ajustable en el sitio de acceso.

EL SISTEMA DE COMPRESIÓN INCLUYE:

- Base de apoyo (no estéril)
- Disco de compresión cuadrado (estéril)
- Disco de compresión alargado (estéril)



RADSTD
Base de apoyo estándar



RADSRT
Base de apoyo corta



RADCDS
Disco de compresión cuadrado



RADCDO
Disco de compresión alargado

Número de referencia	Descripción	Cantidad
RADSRT	Base de apoyo corta	20 por estuche
RADSTD	Base de apoyo estándar	20 por estuche
RADCDS	Disco de compresión, cuadrado 7/8" (22,2 mm) x 7/8" (22,2 mm), estéril	50 por caja
RADCDO	Disco de compresión, alargado 7/8" (22,2 mm) x 1/2" (12,7 mm), estéril	50 por caja