

Clo-sur P.A.D.™

El apósito Clo-Sur P.A.D.™ es un apósito tópico sin tejer y fabricado con polipropilato patentado, un material de carga positiva que reacciona con glóbulos rojos de carga negativa para acelerar la coagulación. El apósito Clo-Sur P.A.D.™ favorece la hemostasia, al igual que el Clo-Sur PLUS P.A.D.™, que, además, está indicado como barrera antimicrobiana.

Número de catálogo	Descripción	Cantidad
MVP44	Clo-sur P.A.D.™	10 por estuche
SCV22P-AB	Clo-sur Plus P.A.D.™	10 por estuche
HPAD22	Clo-sur P.A.D.™ con Tegaderm	10 por estuche

