

EQUIPOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN DESECHABLES



Meritans DTXPlus® para uso pediátrico y neonatal

Equipos transductores desechables

Estéril, uso único

Los sistemas transductores Meritans DTXPlus® de uso pediátrico y neonatal son una gama de equipos estándar y de sistema cerrado Safedraw® y Safedraw®-P de monitorización de presión invasiva para la toma segura de muestras de sangre arterial especialmente diseñados para pacientes pediátricos y neonatales. Las muestras de sangre total se recogen en los equipos Safedraw® y Safedraw®-P de sistema cerrado, o bien por medio de la membrana de silicona autosellante Safedraw®, o bien por medio del acceso Luer-Slip directo al puerto de toma de muestras de sangre único de membrana dividida Safedraw®-P. Los sistemas de toma segura de muestras de sangre arterial Safedraw® y Safedraw®-P se han diseñado para reducir el desecho de sangre innecesario y facilitar el regreso de la sangre diluida al lactante. Estos sistemas están configurados para su uso con una bomba de infusión.

CÓDIGO DE PRODUCTO	N.º DE TRANSDUCTORES DESECHABLES	VELOCIDAD DE LAVADO/FLUJO (ml/h)	LONGITUD DE LA LÍNEA DE PRESIÓN TOTAL (CM)	COLOR DE LAS LÍNEAS DE PRESIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL	VOLUMEN DE LA JERINGA SAFEDRAW® (ml)	MODELO DE MEMBRANA	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)
682022	1	30 (equipo pediátrico)	160 cm (150/10)	Transparente	Equipo transductor pediátrico sencillo Para uso con bomba de infusión	N.D.	N.D.	5/50
682025	1	30 (equipo pediátrico)	35 cm (25/10)	Transparente	Equipo transductor pediátrico sencillo Para uso con bomba de infusión	N.D.	N.D.	5/50
682052	1	30 (equipo pediátrico)	135 cm (125/10)	Transparente	Equipo transductor pediátrico sencillo membrana Safedraw® integrada (roja) Para uso con bomba de infusión	1 cc	1 en línea Safedraw®	5/25
688077	1	3 (equipo pediátrico)	135 cm (125/10)	Transparente	Equipo transductor pediátrico sencillo con membrana Safedraw® integrada (roja) Para uso con bomba de infusión	2,5 cc	1 en línea Safedraw®	5/25
688849	1	3 (equipo pediátrico)	29 cm (22/7)	Transparente	Equipo pediátrico sencillo con membrana Safedraw® integrada (roja) Para uso con bomba de infusión	0,5 cc	1 en línea Safedraw®	5/25
688408	1	3 (equipo pediátrico)	143 cm (128/15)	Transparente	Equipo transductor pediátrico sencillo con membrana Safedraw®-P integrada (roja) Para uso con bomba de infusión	2,5 cc	1 en línea Safedraw®-P	5/25
688550/689312*	1	3 (equipo pediátrico)	158 cm (153/5)	Transparente	Equipo transductor pediátrico sencillo con membrana Safedraw®-P integrada (roja) Para uso con bomba de infusión	2 cc	1 en línea Safedraw®-P	5/25
688600	1	30 (equipo pediátrico)	158 cm (153/5)	Transparente	Equipo transductor pediátrico sencillo con membrana Safedraw®-P integrada (roja) Para uso con bomba de infusión	2 cc	1 en línea Safedraw®-P	5/25

ACCESORIOS SAFEDRAW® Y SAFEDRAW®-P

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CONTENIDO DEL ESTUCHE/CAJA (UNIDADES)
688446	Sistema de adaptador Luer-Lock Safedraw®-P	50/500
682158	Dispositivo de transferencia Vacutainer Safedraw® (TA-STV)	25/125
682159	Aguja de seguridad Luer-Lock Safedraw® (TA-BPN)	50/500