

INTRODUCTORES TRANSEPTALES DE CURVA FIJA HEARTSPAN®

El introductor transeptal de curva fija HeartSpan tiene un eje mallado de acero que ofrece una excelente capacidad de torque. El dilatador cónico y la punta atraumática blanda están diseñados para mejorar la capacidad de atravesar los tejidos. El marcador de platino incorporado ayuda a conseguir una colocación adecuada gracias a su radiopacidad. El introductor está diseñado para utilizarse conjuntamente con la aguja transeptal HeartSpan.

EL KIT DEL INTRODUCIDOR INCLUYE:

- Introductor transeptal mallado
- Dilatador
- Guía con extremo en J

Número de referencia	Diámetro interior del introductor	Longitud	Ángulo de la curva
FCL-160-00	8,5 F	60 cm	15°
FCL-160-01	8,5 F	60 cm	30°
FCL-160-02	8,5 F	60 cm	55°
FCL-160-03	8,5 F	60 cm	120°
FCL-160-04	8,5 F	60 cm	120°
FCL-160-05	8,5 F	60 cm	150°
FCL-160-06	8,5 F	79,4 cm	15°
FCL-160-07	8,5 F	79,4 cm	55°
FCL-160-08	8,5 F	79,4 cm	90°
FCL-160-09	8,5 F	79,4 cm	120°
FCL-160-10	8,5 F	101,5 cm	55°

Empaquetadas en cajas de 5 unidades.

