


Kit Introdutor Vascular



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El kit introductor vascular es un kit básico personalizado que consta de un introductor con o sin dilatador de vasos, una guía, junto con algunos otros componentes principalmente para ayudar en los procedimientos de cateterismo.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El kit introductor vascular está diseñado para ayudar en la introducción de cables de estimulación temporales, catéteres con balón, catéter cerrado o catéteres angiográficos en la vasculatura.

ESPECIFICACIONES

Modelo No.	Tamaño (Fr.)	Longitud (cm)	Guía
CPIK6F	6F	10cm	0.035" (0.89mm) × 60cm
CPIK7F	7F	10cm	0.035" (0.89mm) × 60cm
CPIK8F	8F	10cm	0.035" (0.89mm) × 60cm
CPIK8.5F	8.5F	10cm	0.035" (0.89mm) × 60cm

Accesorios opcionales

18G x 2 1/2" Aguja

Jeringa Luer Slip 5mL/10mL

Catéter OTN

Alambre guía (0,035"/0,89 mm - J60cm)

Bisturí # 11-Corto

Hisopo de gasa 7.5x7.5x8PLY

3-0 Suturas

Toalla de papel 17" x 22"

Aguja 25G o 22G

Cortina Menor Proc. Fen 22x22"

Jeringa 1.5cc

Nota: La personalización está disponible, comuníquese con su representante de ventas local para obtener más información.

Bioptimal International Pte. Ltd.

36 Jalan Tukang, Singapore 619266
 Tel: +65 6213 5777 Email: Sales@bioptimalg.com
 Web: <https://www.bioptimalg.com>
 Version: BRH-00-01 Rev.02