

KIT DE PERICARDIOCENTESIS


KIT PARA INTERVENCIÓN DE PERICARDIOCENTESIS DE 8,3 F

Diseñado para asistir al médico a la hora de extraer líquido del saco pericárdico.

Incluye

Cantidad	Descripción
----------	-------------

1	Catéter recto o pigtail de 8,3 F, 40 cm con una banda indicativa
1	Dilatador de 8,5 F, 22 cm de longitud
1	Guía: 0,035" (0,89 mm) x 80 cm, 3 mm en J, estándar de PTFE con dos extremos
2	Llaves de paso de 3 vías de gran calibre
1	Aguja para medicamento 18 G X 1 1/2" (3,8 cm)
1	Aguja para medicamento 25 G X 1 1/2" (3,8 cm)
1	Aguja de acceso 18 G x 3" (9 cm)
1	Aguja de acceso Chiba 18 G x 5,9" (15 cm)
1	Jeringa con conexión Luer lock de 10 mL
1	Jeringa con conexión Luer lock de 20 mL
1	Jeringa con conexión Luer lock de 60 mL
1	Bolsa para desechos Merit Disposal Depot™ de 1000 mL con válvula de vaciado
10	Gasas 4" x 4" (10 cm x 10 cm)
1	Paño fenestrado 61 cm x 61 cm
1	Paño de barrera absorbente 46 cm x 66 cm
1	Cable con dos extremos en pinza de cocodrilo
1	Paño CSR
1	Bisturí de seguridad n.º 11 Futura®
1	Hilo de sutura de seda 3-0 con aguja curva
1	Conjunto de etiquetas para medicamentos
2	ChloraPrep® de 3 mL (tinte naranja)



Número de referencia	Descripción
----------------------	-------------

PC801	Pigtail
PC802	Recto
PC803EU	Pigtail; el kit no incluye el ChloraPrep®
PC804EU	Recto; el kit no incluye el ChloraPrep®

Los kits de pericardiocentesis PC801 y PC802 no llevan el marcado CE. ChloraPrep® es una marca comercial registrada de CareFusion 2200, Inc.

KIT PARA INTERVENCIÓN DE PERICARDIOCENTESIS DE 6 F

Diseñado para asistir al médico a la hora de extraer líquido del saco pericárdico.

Incluye

Cantidad	Descripción
----------	-------------

1	Catéter recto o pigtail de flujo elevado de 6 F, 60 cm
1	Dilatador de 6 F de 22 cm de longitud
1	Llave de paso de 3 vías
1	Guía de 0,035" (0,89 mm) x 80 cm, dos extremos, PTFE tipo heavy duty (en J y recto)
1	Aguja para medicamento 22 G x 2 3/8" (6 cm)
1	Aguja para medicamento 19 G x 1 1/2" (3,8 cm)
1	Aguja de acceso 18 G x 3" (9 cm)
1	Aguja de acceso Chiba 18 G x 5,9" (15 cm)
1	Jeringa con conexión Luer lock de 10 mL
1	Jeringa con conexión Luer lock de 60 mL
1	Bolsa para desechos Merit Disposal Depot™ de 1400 mL con tubo de conexión
10	Gasas 4" x 4" (10 cm x 10 cm)
1	Paño fenestrado 40 cm x 40 cm
1	Paño de barrera absorbente 46 cm x 66 cm
1	Cable con dos extremos en pinza de cocodrilo
1	Envoltura CSR
1	Bisturí de seguridad n.º 11 Futura®



Número de referencia	Descripción
----------------------	-------------

PC101	Catéter pigtail de 6 F y flujo elevado
PC201	Catéter recto de 6 F y flujo elevado

Empaquetados en cajas de 4 kits.

101 MeritEMEA.com +31 43 358 82 22

Merit Medical es una empresa internacional. No todos los artículos recogidos en este catálogo están disponibles para todos los países. Los términos y condiciones pueden variar. Póngase en contacto con el representante de ventas local para más información.