

ADAPTADORES ROTATORIOS SIN AIRE

Se utilizan como conectores entre dos dispositivos. El conector Luer gira 360° e impide la transferencia de torque entre los dos dispositivos conectados. Mejora la seguridad del paciente, reduciendo al mínimo la posibilidad de que se quede aire atrapado. Empaquetados en cajas de 25 unidades, 4 cajas por estuche.



Adaptador rotatorio
macho-hembra

Adaptador rotatorio
macho-macho

Número de referencia	MFA100	MMA100
-----------------------------	--------	--------